

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)



Förfyllda Pergoveris-pennor

Hur du använder den **förfyllda** Pergoveris-pennan

Endast 3 steg



1

Fäst nålen

- Ta av injektionspensnans lock
- Kontrollera att doseringsfönstret visar "0"
- Ta bort den avdragbara förseglingen från det yttre nålskyddet.
- Skruva in den gängade spetsen på Pergoveris förfyllda injektionspen- na i det yttre nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd. Dra inte åt nålen för hårt eftersom det då kan bli svårt att ta bort den efter injektionen.



2

Ställ in dosen

- Vrid dosinställningsknappen tills den dos som läkaren har ordinerat syns i doseringsfönstret. Du kan justera dosen med mellanrum om 12,5 IE.
- Om du behöver korrigera dosen, vrid dosinställningsknappen bakåt
- Kontrollera alltid att doseringsfönstret visar rätt dos innan du injicerar



3

Injicera dosen

- Tryck långsamt in nålen i huden i 90° vinkel
- Tryck in dosinställningsknappen så långt det går. Ju större dos, desto längre tid tar injektionen. Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder. Dossiffran som visas i doseringsfönstret återgår till 0.
- Dra ut nålen från huden medan du fortsätter att hålla dosinställningsknappen intryckt.
- Välj ett nytt injektionsställe för varje injektion för att minimera hudirritation

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)



Förfyllda Pergoveris-pennor

Säkerhet

Kassera använda nålar enligt anvisningarna. Be vid behov läkare eller apotekspersonal om ytterligare information.

ÅTERANVÄND INTE NÅLAR

Särskilda förvaringsanvisningar:

KYLSKÅP

4 °C



25 °C
15 °C

Anteckna datum när du började använda pennan. När förpackningen har öppnats kan läkemedlet förvaras utanför kylskåp i maximalt 28 dagar vid 25 °C.

Används före utgångsdatum (EXP/Utg.dat.).
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Använd inte detta läkemedel om det innehåller partiklar eller är grumligt.

Merck Oy
Keilaranta 6, 02150 Espoo
www.merck.fi

FI/PER-00002

MERCK